

TE-5200Y-A心电记录仪

十四、TE-5200Y-A心电记录仪

1、产品介绍

TE-5200Y-A心电记录仪，是一款集成在表带上的小型单导联心电模块，其中内侧两电极接触手腕，另外一只手的手指碰触表带外侧的电极，开启手表心电App后，心电数据通过蓝牙5.0传输至APP，手表显示用户的心电波形、心率数值。

产品模块化，体积小，嵌入表带使用，功耗低、使用方便、操作简单，适用于心律失常的中老年人、运动人群、术后康复患者、加班人群、亚健康人群使用。



2、产品功能

2.1监测参数：心电（I导联）、心率；

2.2快速出具心电自动分析报告；

2.3手触电极自动开机；

2.4一次性扣式锂锰电池供电，电池可更换；

2.5低功耗设计，续航半年以上；

2.6支持BLE5.0蓝牙无线传输；

2.7IPX8防水设计；

2.8支持远程升级。

3、产品规格

3.1 3电极单导联ECG输入

3.2 支持导联脱落检测

3.3 输入阻抗：高于10MΩ

3.4 共模抑制比:对于网电源频率下的正弦信号，共模抑制至少为80dB，对于2倍网电源频率的信号时，则至少45dB

3.5 频率响应：0.67Hz~40Hz (+1.2dB~-3.0dB，参考频率为5Hz)

3.6 心率测量范围：30bpm~200bpm，允差±2bpm或±5%，取最大值

3.7 蓝牙要求：蓝牙5.0版本及可兼容版本，空旷距离3米内

3.8 工作电源：DC2.6V-3.2V, 标称电压3V

3.9 一次性扣式锂锰电池CR1620 3V 70mAh，内置，可更换

3.10 工作时间：一块满电的电池，在环境温度25℃条件下，进行心电信号采集、传输的情况下，连续工作时间不低于24h

3.11 产品尺寸：21*20*6.8 (mm)

3.12 防护等级：IPX8

3.13 结构组成：主机、移动端App、表带

4、产品优势

4.1 产品模块化，嵌入表带，搭配手表使用，时尚无感；

4.2 手指轻触开机，使用方便；

4.3 续航：每天测量10次，每次一分钟，使用时间半年以上；

4.4 待机：3年左右，导联脱落30S，自动关机节省电量；

4.5 IPX8 & 3ATM防水设计；

4.6 内置一次性扣式锂锰电池供电，低电提醒后可更换继续使用；

4.7 搭载心知了APP、健康管理平台，可以快速出具片段心电报告，进行健康管理。

5、应用场景

5.1 应用对象：心律失常的中老年人、运动人群、术后康复人群、加班人群、亚健康人群。

5.2 应用场景：个人或家庭、社区医疗服务中心、养老机构、干休所、健身房、各级医院等。

6、快速操作指南



TE-5200Y-A快速操作指南 (DFH-5ATM) _V1.0_20230518.pdf
14.18MB



