

TE-7003Y-C型臂式电子血压计

十、TE-7003Y-C型臂式电子血压计

1、产品介绍

TE-7003Y-C型臂式电子血压计是一款时尚大气的血压测量产品，用户可以在家中自行测量血压，产品可对接995120健康管理云平台，测量结果可传输至995120健康管理云平台，通过云平台实现血压数据自动分析、预警和数据集中管理。本产品适用于医疗单位或个人进行无创血压和脉率的测量，测量信息可以显示、回顾、存储和无线传输（仅适用于成人）。



2、产品功能

- 2.1 血压、脉率测量；
- 2.2 液晶屏显示（时间显示）；
- 2.3 语音播报；
- 2.4 蓝牙无线传输；
- 2.5 远程测量血压、定时测量血压；
- 2.6 支持远程升级。

3、产品规格

3.1产品尺寸：97mm*57mm*27mm

3.2工作电源：DC3.6V~4.35V，标称电压3.8V

3.3支持频段：蓝牙2.4G频段

3.4可充电锂电池

3.5血压参数：

a) 静态压力测量范围和最大允许误差：0.0kPa~34.7kPa（0mmHg~260mmHg）， ± 0.4 kPa（ ± 3 mmHg）

收缩压：8.0kPa~33.9kPa(60mmHg~255mmHg)

舒张压：4kPa~25.9kPa(30mmHg~195mmHg)

b) 脉率范围及最大允许误差：40次/min~200次/min， $\pm 5\%$

c) 过压保护：不应超过38.7kPa(290mmHg)

d) 显示分辨率：0.133kPa（1 mmHg）

e) 断电保护：断电后，袖带自动放气

f) 测量方法：示波测定法

g) 显示方法：LCD数字显示

h) 测量部位：上臂

i) 适用臂围：22cm~36cm

4、应用场景

4.1应用对象：高血压患者或者高血压潜在人群。

4.2应用场景：一、二、三级医疗机构、社区卫生站点/村卫生室、养老机构、高血压患者或慢病患者个人。

5、动态血压注意事项：

使用医生需要在电脑端安装《好络维血压上传工具》，用医生帐号登录，进行血压计设置及血压数据获取，对应检查单号上传数据，医生再登录995120医生工作站，查看血压分析报告。