

TE-8010Y-D型臂式电子血压计

五、TE-8010Y-D型臂式电子血压计

1、产品介绍

臂式电子血压计支持用户通过身份证、社保卡或者手机号登录，进行血压、脉率的测量，测量完成后通过无线传输模块将数据上传至好络维健康管理平台，完成分析后推送给用户分析结果。

产品主要用于医疗站点使用或医务人员随访时使用，用于筛查高血压或潜在高血压等病症，相比较同类功能产品，优势在于可以使用医保卡及身份证进行认证测量，并将历史数据记录在个人电子健康档案中，以备医务人员诊断病症使用。



2、产品功能

2.1多参数监测：血压、脉率；

2.2无线数据传输：支持4G全网通频段、WiFi无线数据传输模式；

2.3支持身份证、社保卡（可选）、手机号设备本地建立健康档案、识别及认证；

2.4语音提示：产品操作步骤提示；

2.5数据管理：支持数据存储在本地，具有血压历史数据浏览功能；

2.6显示界面：5.46英寸720P屏幕显示，显示血压、脉率数值、设备运行状态。

2.7支持远程升级

3、产品规格

3.1产品尺寸：230mm*122mm*64mm

3.2工作电源：外部电源：AC100-240V，50/60Hz；内部电源：DC3.7V

3.3支持频段：4G全网通频段，WiFi频段

3.4屏幕尺寸：5.46英寸电容屏，16:9；显示分辨率：720*1280

3.5静态压力测量范围：0.0kPa~34.7kPa（0mmHg~260mmHg）

最大允许误差：±0.4kPa（±3mmHg）

收缩压：8.0kPa~33.9kPa(60mmHg~255mmHg)

舒张压：4kPa~25.9kPa(30mmHg~195mmHg)

3.6脉率范围及最大允许误差：40次/min~200次/min，±5%

3.7过压保护：不应超过38.7kPa(290mmHg)，±0.4kPa（±3mmHg）

3.8显示分辨率：0.133kPa（1 mmHg）

3.9断电保护：断电后，袖带自动放气

3.10测量方法：示波测定法

3.11测量部位：上臂，适用臂围：22cm~36cm

3.12结构组成：主机、电池、袖带、适配器组成

3.13内置锂电池容量：4000mAh

4、应用场景

4.1应用对象：针对医疗机构使用，包括二级及以上医院、社区卫生服务中心/乡镇卫生院、社区卫生服务站、干休所、养老院、居家养老中心等；

4.2应用场景：医务人员筛查使用、老人自助式测量服务、术后患者居家康复检查、医生随访、亚健康人群和社区居民健康综合管理（如评估、预测、控制、干预）。

5、产品优势

5.1 在医疗站点等公共场合下，通过身份证、社保卡或者手机号实现快速登录测量；

5.2 有效测量数据，会记录在个人电子健康档案，并发送到所属的医疗机构进行分析、管理；

5.3 大屏幕显示，真人语音引导，操作流程简单。